

BOMBA DE VACÍO

1/2 HP y 1HP

DABIATLANTE



BOMBA DE VACÍO ½HP

Para 2 consultorios dentales

BOMBA DE VACÍO 1HP

Para 4 consultorios dentales

La Bomba de Vacío en los modelos ½ HP y 1HP tiene un sistema de succión de alta potencia, además de ser compacta y de fácil asepsia. El equipo minimiza la posibilidad de contaminación cruzada en la consulta y garantiza un mayor ahorro para el dentista.

FUNCIONES

- Sistema de succión de alta potencia.
- Aspira y drena todos los residuos del entorno bucal directamente al desagüe, evitando la contaminación ambiental.
- Aumenta la bioseguridad del consultorio
- Dispone de protección térmica contra el aumento de la temperatura del motor.
- Diseñado con materiales resistentes a la corrosión, aumentando la vida útil de los componentes.
- Permite la regulación de la potencia de succión en función de las necesidades (*Kit de succión BV - *Opcional).
- Bomba de vacío con abafador: reduce el nivel de ruido generado por el equipo.
- Fabricado en aleación de bronce.

BENEFICIOS PARA EL DENTISTA

- Mejor rendimiento en tratamientos profilácticos y cirugías bucomaxilares.
- Optimización del tiempo de trabajo.
- Aumento de la productividad, porque el paciente va menos veces a la escupidera.
- Control de la infección en la consulta, debido a la reducción de los aerosoles contaminados.
- Mayor productividad para la clínica, ya que permite la instalación de dos o cuatro consultorios en uso simultáneo.

Para hacer funcionar la bomba de vacío, basta retirar el suctor del soporte y se pondrá automáticamente en funcionamiento. Cuando vuelva a colocar el suctor en la posición inicial, la bomba de vacío se apagará automáticamente.

Fotos ilustrativas

Fotos ilustrativas. Dabi Atlante se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño y las especificaciones técnicas de los productos sujetos a la autorización de ANVISA con el fin de perseguir su mejora. Anvisa: Producto no relacionado, 51000000145 - Versión: Feb/2022.



dabiatlante



dabiatlante_oficial



dabiatlante

DABIATLANTE