

PIEZAS DE MANO

LIGERO, ERGONÓMICO Y DURABLE

- Fabricado en aluminio.
- Cojinetes cerámicos.
- Autoclavable hasta 135°C.
- Conexión tipo Borden
- Triple spray distribuido simétricamente hacia la punta de la fresa, con un flujo de 42 ml/minuto.
- Rotores equilibrados con precisión, con un torque de 0,05 a 0,18 Ncm.
- Presión de aire de trabajo entre 32 y 35 libras (psi).
- Peso neto: 30g
- Bajo ruido de trabajo
- Fijación de las fresas activada por un botón situado en la cabeza de la pieza de mano (PUSH BUTTON).

*No incluye fresas.



ALTA
ROTACIÓN
PB



ALTA
ROTACIÓN
FG

- Fabricado en aluminio.
- Cojinete cerámico.
- Autoclavable hasta 135°C.
- Conexión tipo Borden
- Triple spray distribuido simétricamente hacia a la punta de la fresa, con un flujo de 42ml/minuto.
- Rotores precisamente equilibrados, con un torque de 0,05 a 0,18 Ncm.
- Presión de aire de trabajo entre 32 y 35 libras (psi).
- Peso neto: 30g
- Bajo ruido de trabajo
- Fijación de las fresas activada por fricción (Sistema FRICTION GRIP) con la ayuda del sacafresas.

*No incluye fresas.



CONTRA-ÁNGULO

- Fabricado en aluminio.
- Autoclavable hasta 135°C.
- Acoplamiento fácil.
- Transmisión 1:1.
- Peso neto: 49g
- Bajo ruido de trabajo.
- Fijación de las fresas activada por un botón situado en la cabeza de la pieza de mano (PUSH BUTTON).
- Adaptador para Spray externo.

*No incluye fresas.



PIEZA RECTA

- Fabricado en aluminio.
- Autoclavable hasta 135°C.
- Acoplamiento fácil.
- Transmisión 1:1.
- Peso neto: 48g
- Bajo ruido de trabajo
- Fresas fijadas a través del anillo giratorio, con extrema sencillez y rapidez, asegurando el bloqueo del mismo.
- Utiliza fresas estándar, varilla tipo 2
- Forma ergonómica: compacta, con ranuras antideslizantes.
- Adaptador para spray externo.

*No incluye fresas.



MICROMOTOR

- Fabricado en aluminio.
- Autoclavable hasta 135°C.
- Reversión del sentido de giro en el cuerpo del micromotor.
- Rotación de 5.000 a 20.000 r/min.
- Peso neto: 77g
- Sistema de acoplamiento INTRA.
- Bajo ruido de trabajo
- Alto torque
- Disponible en versión con spray externo
- Conexión Borden.
- Presión de aire de hasta 40 libras (psi).

*No incluye fresas.

KIT ACADÉMICO

- Forma ergonómica: mejor agarre y estabilidad.

INCLUYE

- Alta Rotación
- Micromotor
- Contra-ángulo
- Pieza recta

Incluye: una mochila exclusiva.



Fotos Ilustrativas. A Dabi Atlante reserva-se ao direito de realizar alterações no design e especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento do mesmo. Alta Rotação: Anvisa 10069210065. Micromotor Pneumático: Anvisa 10069210073. Contra-Ángulo: Anvisa 10069210073. Peça Recta: Anvisa 10069210073. 5100000155: Versão - Feb/2022.



dabiatlante



dabiatlante_oficial



dabiatlante

DABIATLANTE