

MICROMOTOR
ELÉTRICO

DABI ATLANTE

E N J O Y
T H E
S I L E N C E

MAIS POTÊNCIA

MAIS PRECISÃO

MAIS SILÊNCIO

CONTRA-ÂNGULO MULTIPLICADOR 1:5 LED+

O Contra-Ângulo Multiplicador, quando acoplado ao Micromotor Elétrico possibilita trabalhos com rotação máxima de até 200.000 RPM com torque significativamente maior que uma alta rotação convencional, garante um trabalho muito mais preciso e muito mais rápido, pois a peça, deste modo, consegue fornecer muito mais potência e melhor força de trabalho. Deste modo, o altíssimo torque fornecido pelo micromotor elétrico permite que a broca/fresa não trave mesmo com materiais mais resistentes e também permite a redução significativa do tempo de trabalho, gerando mais valor à sua hora clínica e satisfação ao seu paciente. Através do potenciômetro também é possível selecionar o limite da rotação ideal para cada tipo de procedimento garantindo conforto, segurança e precisão.

Imagens Ilustrativas.



SPRAY QUÁDRUPLO

Direcionado à ponta da broca, o sistema de spray interno refrigera a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho.

LED+

Transmissão de luz através do LED localizado no micromotor ao contra-ângulo através de fibras de vidro. Potência de luz em 25.000 lux.

CABEÇA REDUZIDA

O Contra-Ângulo é composto de uma cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais, provendo maior visualização para o profissional.

MICROMOTOR ELÉTRICO (MME) & CONTRA-ÂNGULO MULTIPLICADOR

PRECISO NOS DETALHES!

ELEVE SUA ACUIDADE VISUAL!

Outra vantagem importante é o seu sistema de iluminação LED+ que difunde uma luz natural e branca, semelhante a luz do dia, superior aos sistemas de iluminação LED tradicionais.

Velocidade Máxima: 40.000 rpm

Torque Máximo: 3.0 N.cm

Sistema de Irrigação: Interno

Sistema de Iluminação: LED+

Tipo de Conexão: ISSO 3964

Acoplamento Curto (INTRA)

Peso: 57 gramas

BENEFÍCIOS DO MICROMOTOR ELÉTRICO

- Possibilidade de trabalhar com velocidades controladas e altíssimo torque.
- Permite adequar a velocidade de rotação frente à necessidade do procedimento.
- Produtividade e qualidade na realização e finalização dos tratamentos, você e seus pacientes satisfeitos.
- Preparos minimamente invasivos com refino de detalhes trazendo ganho de qualidade protético-restauradora.
- Trabalhe sem perda de velocidade e potência, mesmo em situações de alta carga o Micromotor Elétrico possui eficiência constante de operação.
- Baixo nível de ruído. O Micromotor Elétrico opera com geração de velocidade através de indução eletromagnética.

MICROMOTOR ELÉTRICO PORTÁTIL (BANCADA)

Total mobilidade para o seu dia a dia!



- 1 ON/OFF
- 2 CONEXÃO FONTE DE ENERGIA
- 3 TERMINAL DE CONEXÃO BORDEN

Com o MME para bancada você só precisa acoplar facilmente o terminal borden do seu equipo garantindo seu funcionamento ideal e refrigeração e utilizar o Micromotor Elétrico através do pedal de comandos do próprio equipo. Simples e prático!



KIT PARA EQUIPO MICROMOTOR ELÉTRICO (MME)

O Micromotor Elétrico pode ser adquirido como kit e instalado em qualquer equipo de consultório.

ACOMPANHA O MICROMOTOR ELÉTRICO:

- Micromotor Elétrico
- Fonte de Energia (MME para bancada)
- Módulo Eletrônico
- *Contra-Ângulo Multiplicador de Velocidade (Opcional)

Fotos Ilustrativas. A Dabi Atlante reserva-se ao direito de realizar alterações no design especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento do mesmo. Micro Motor Elétrico Portátil: 10101139032. Contra-Ângulo WH WG-99 LT: 80047309158. Kit MME é um acessório de uso exclusivo dos Equipos Odontológicos: 10069210075. 51000000152: Versão - Nov/2022.

SOLICITE ORÇAMENTO



dabiatlante



dabiatlante_oficial



dabiatlante



dabiatlante_oficial

DABIATLANTE