

AUTOCLAVE BESAFE

12L e 21L



- 1- Corpo da autoclave
- 2- Porta frontal
- 3- Manômetro
- 4- Painel de Comando
- 5- Alavanca de abertura

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE:

- Abastecimento da autoclave com água destilada.
- Aquecimento: Vapor de água seguido do aumento gradual de pressão.
- Esterilização: Temperaturas e pressões elevadas durante 16 minutos aproximadamente.
- Despressurização: Liberação do vapor e alívio de pressão da autoclave.
- Secagem: Secagem e resfriamento do material até uma temperatura que permita a retirada do mesmo da autoclave.

BENEFÍCIOS PARA O DENTISTA

- Esteriliza de forma eficiente, rápida e segura.
- Possibilita limpeza total da câmara interna, evitando contaminações e incrustações e aumentando a vida útil do equipamento.
- Não necessita de móvel auxiliar, pois é dimensionada para uso em cima de pias e armários.
- Garante segurança para manipulação do equipamento, pois evita contato com partes quentes, vapores e risco de choque elétrico.
- Dispositivos eletroeletrônicos oferecem proteção contra imprevistos.
- Fácil identificação em caso de irregularidades.
- Possui design moderno e fácil manuseio.
- Ciclo de secagem com porta entreaberta ou porta fechada
- Bivolt (seleção automática)



AUTOCLAVE 12L

FUNCIONALIDADES

- Câmara fabricada em aço inoxidável, oferecendo longa durabilidade e resistência.
- Revestida internamente com material isolante ao calor otimizando seu funcionamento e reduzindo o consumo de energia.
- Espaço suficiente para esterilização de caixas e embalagens cirúrgicas.
- Suporte com três bandejas (21L) e duas bandejas (12L) em alumínio, perfuradas, removíveis.
- Eficiência baseada em três fatores: temperatura do vapor saturado da água, tempo de exposição e pressão de efeito letal para qualquer microorganismo.
- Sistema de vedação da porta produzido em silicone de alta performance, resistente à variação de temperatura e pressão.
- Possui pegador de bandeja, evitando o contato direto do operador.
- Abastecimento manual da câmara.
- Possui válvula antivácuo evitando o travamento da porta e selo de segurança, acionado automaticamente quando há excesso de pressão.
- Possui painel de controle com leds e botões indicativos das funções e manômetro com escalas de pressão e temperatura.
- Possui puxador ergonômico com sistema de segurança para despressurização automática, evitando riscos de acidentes em caso de abertura acidental.
- 21 Sistemas de Segurança
- Sistema inteligente de controle de temperatura, pressão e altitude
- Cruza dados de temperatura e pressão para ter maior precisão
- Calibração de altitude até 4.000m para controle de pressão mais preciso



AUTOCLAVE 21L

SOLICITE
ORÇAMENTO



Fotos Ilustrativas. A Dabi Atlante reserva-se ao direito de realizar alterações no design e especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento do mesmo. ANVISA 10069210082. 51000000140: Versão - ABR/2023



dabiatlante



dabiatlante_oficial



dabiatlante

DABI ATLANTE