

Conozca la Línea de
CONSULTORIOS 2024

LÍNEA
CROMA

REPOSACABEZAS BIARTICULADO

REFLECTOR PERSUS LED

JOYSTICK MULTIFUNCIONAL

CAJA DE CONEXIÓN INTEGRADA

BRAZO DE LA UNIDAD DENTAL ARTICULADO Y
CON BLOQUEO NEUMÁTICO

HASTA 3 TERMINALES EN LA UNIDAD DENTAL



SILLÓN

- Articulación Central Única.
- Brazo de apoyo plegable 90° para el paciente.
- Reposacabezas biarticulado.
- Pedal con activación del reflector, ajuste del respaldo y asiento, retorno a cero y posiciones de trabajo programables por el profesional.
- Caja de conexión integrada.
- Ambidiestra.

UNIDAD DENTAL

- Brazo con bloqueo neumático.
- Hasta 3 terminales en la unidad dental.
- Tapa de acero inoxidable removible.

UNIDAD DE AGUA

- Escupidera de porcelana profunda, removible y con desagüe para retención de sólidos.
- Unidad de agua abatible y con sensor de proximidad.
- Filtro de residuos ubicado en la base del aspirador debajo del cuerpo de la unidad de agua.

REFLECTOR Persus LED

- Tecnología de iluminación LED
- Monofocal
- Espejo multifacético
- Asas bilaterales para aislamiento
- Doble protección del espejo

ÍTEMS DE SERIE


Reflector Persus LED

- Monofocal para uso odontológico con sistema óptico de 1 LED.
- Espejo multifacetado con tratamiento multicapa.
- Doble protección del espejo, en material resistente y transparente.
- Asas bilaterales que permiten el aislamiento, evitando el riesgo de contaminación cruzada.
- Cabeza en material resistente, giratoria 620°.

Intensidad: 8.000 a 35.000 LUX



Reposacabeza biarticulado



CONOZCA LA VERSION



CROMA 2

Sillón	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable
Unidad Dental	Air
Accesorios de la Unidad Dental	Tapa de acero inoxidable
Terminales de la Unidad Dental	Jeringa Triple 2 Terminales para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación
Accesorios de la Unidad de Agua	Escupidera extraíble de porcelana Porta Vasos Sensor de Proximidad
Terminales de la Unidad de Agua	Aspirador Venturi Aspirador Bomba de Vacío
Reflector	Persus LED

2 Terminales

- 1 Terminal de Alta Rotación
- 1 Terminal de Baja Rotación



Unidad de Agua con sensor de proximidad




COLORES

DABI

Tapizados que inspiran su rutina de trabajo.

PVC o Viscoelastico



Cuero



SOLICITE PRESUPUESTO



Fotos ilustrativas. Los colores pueden haber sufrido alteraciones en la reproducción gráfica. Dabi Atlante se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y especificaciones técnicas de los productos, previa autorización de la ANVISA, para continuar con su perfeccionamiento. Los consultorios dentales Cromo 2 están compuestos por: Sillón D1 - Anvisa: 10069210062 | Unidad Dental Syncrus G2 - Anvisa: 10069210075 | Unidad de agua Syncrus G2 - Anvisa: 10069210063 | Reflector Persus LED - Anvisa: 10069210069 | 51000000166: Versión - Abr/2024.