

Conozca la Línea de CONSULTORIOS 2024

LÍNEA PERSONAL

REPOSACABEZAS BIARTICULADO

BRAZO DE APOYO PLEGABLE

PEDAL JOYSTICK MULTIFUNCIONAL

BRAZO DE LA UNIDAD DENTAL CON BLOQUEO NEUMÁTICO

UNIDAD DE AGUA CON SENSOR DE PROXIMIDAD Y PORTA VASOS

REFLECTOR SIRIUS 3 LEDS

HASTES RETRÁCTILES CON SISTEMA DE BLOQUEO (VERSIÓN 2H)



SILLÓN

- Brazo de apoyo para el paciente plegable 90°.
- Reposacabezas anatómico y biarticulado.
- Pedal joystick con posición de retorno a cero; 3 posiciones de trabajo; posición de escupir, encendido del reflector y bloqueo de movimientos.
- Ambidiestro.

UNIDAD DENTAL

- Brazo con bloqueo neumático.
- Hasta 5 terminales, según la versión.
- Hastes retráctiles con sistema de bloqueo (Personal 2H).
- Tapa de acero inoxidable y removible (Versión Air).
- Control PAD: activa todos los comandos del sillón, unidad de agua, unidad dental y reflector.

UNIDAD DE AGUA

- Filtro de residuos ubicado en la base del sillón.
- Unidad de agua plegable en 90°.
- Accionamiento eléctrico del agua de la cubeta.
- Terminal Sugador Venturi y BV.
- Sensor de proximidad.
- Porta vasos.

REFLECTOR SIRIUS 3 LEDS

- Tecnología de iluminación LED
- Sensor de proximidad.
- Fuente de luz fría, sin generación de calor.
- Foco rectangular para una mayor área de trabajo.
- Diseño innovador.
- Asas laterales autoclavables.
- Protector frontal removible para la protección del sistema óptico.

ÍTEMS DE SERIE

Reflector Sirius 3 LEDs

- Tecnología de iluminación LED: Eficiente en términos energéticos y duradero.
- Sensor de proximidad para activación y control de intensidad de luz.
- Fuente de luz fría, sin generación de calor.
- Foco rectangular para una mayor área de trabajo.
- Diseño innovador con manejo ergonómico.
- Asas laterales autoclavables.
- Protector frontal removible para la protección del sistema óptico.
- Sensor 3 LEDs
- Tres intensidades: 10.000, 20.000 y 30.000 LUX




Brazo asistente con PAD
(excepto Personal 1)

Porta vasos
Con sensor de proximidad



Control PAD con negatoscopio



COMPARE LAS VERSIONES



	PERSONAL 1	PERSONAL 2	PERSONAL 2H	PERSONAL 4
Sillón	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable
Unidad Dental	Air	Air	Hasteflex	Air
Accesorios de la Unidad Dental	Tapa de acero inoxidable Control PAD Negatoscopio Sistema Flush	Tapa de acero inoxidable Control PAD Negatoscopio Sistema Flush	Bandeja Inferior Control PAD Negatoscopio Sistema Flush	Tapa de acero inoxidable Control PAD Negatoscopio Sistema Flush
Terminales de la Unidad Dental	Jeringa Triple 1 Terminal para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación	Jeringa Triple 2 Terminales para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación	Jeringa Triple 2 Terminales para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación	Jeringa Triple 2 Terminales para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación Fotocurado
Accesorios de la Unidad de Agua	Escupidera extraíble de porcelana Porta Vasos Sensor de Proximidad	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad Válvula Selectora Válvula Maestra	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad
Terminales de la Unidad de Agua	Aspirador Vac Plus Aspirador Bomba de Vacío Jeringa Triple	Aspirador Venturi Aspirador Bomba de Vacío	Aspirador Venturi Aspirador Bomba de Vacío	Aspirador Venturi Aspirador Bomba de Vacío
Reflector	Sirius 3 LEDs	Sirius 3 LEDs	Sirius 3 LEDs	Sirius 3 LEDs

COLORES

DABI

Tapizados que inspiran su rutina de trabajo.



SOLICITE PRESUPUESTO



Fotos ilustrativas. Los colores pueden haber sufrido alteraciones en la reproducción gráfica. Dabi Atlante se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y especificaciones técnicas de los productos, previa autorización de la ANVISA, para continuar con su perfeccionamiento. Los consultorios dentales Personal 1, Personal 2, Personal 2H y Personal 4 están compuestos por: Sillón D1 - Anvisa: 10069210062 | Unidad Dental Syncrus G3; Syncrus G3 H - Anvisa: 10069210075 | Unidad de agua Syncrus G2 - Anvisa: 10069210063 | Reflector Sirius G8 Sensor 3 Leds - Anvisa: 10069210069

51000000169: Versión - Abr/2024.