

Conozca la Línea de CONSULTORIOS 2024

LÍNEA VERSA

SISTEMA DE MASAJE

COLUMN LIFT Y APOYO PARA PIERNAS PLEGABLE

POSICIÓN DE TRENDELENBURG

PEDAL MÓVIL CON FUNCIÓN CHIP BLOWER

SISTEMA FLUSH

REFLECTOR 5 LEDS CON SENSOR DE PROXIMIDAD

HASTES RETRÁCTILES CON SISTEMA DE BLOQUEO (VERSA 1H Y VERSA 2H)



SILLÓN

- Sistema de masaje.
- Column Lift y apoyo para piernas plegable.
- Posición de Trendelenburg.
- Brazo de apoyo plegable.
- Reposacabezas biarticulado.
- Pedal de control con función chip blower, multifuncional, activando sillón, unidad de agua, unidad dental y reflector.

UNIDAD DENTAL

- Brazo con bloqueo neumático
- Hasta 6 terminales, según la versión
- Bandeja doble (Versa 1, Versa 2)
- Control PAD con negatoscopio: activando todos los comandos del sillón, unidad de agua, unidad dental y reflector:
 - Subida y bajada del asiento de la silla
 - Subida y bajada del respaldo de la silla
 - Bloqueo de movimientos
 - Posición de retorno a cero
 - Accionamiento del agua de la cubeta y del portavasos
 - Posición de escupir y retorno a la última posición
 - Programación de trabajo
 - Encendido del reflector

UNIDAD DE AGUA

- Brazo Alcance con PAD
- Fácil acceso a los filtros de residuos.
- Accionamiento eléctrico del agua de la cubeta y del portavasos con temporizador.
- Brazo alcance con PAD.
- Terminal Sugador BV y Vac Plus.
- Sensor de Proximidad.
- Porta vasos.

REFLECTOR 5 LEDS

- Menor consumo de energía y mayor durabilidad.
- Sensor de proximidad.
- Selección de la intensidad luminosa de 25,000 a 45,000 LUX.
- Asas laterales removibles y autoclavables.
- Protector frontal removible y autoclavable.

ÍTEMS DE SERIE

Reflector Sirius 3x2 LEDs

- Tecnología de iluminación LED: eficiente en términos energéticos y duradera.
- Sensor de proximidad para activación y control de intensidad luminosa.
- Fuente de luz fría, sin generación de calor.
- Foco rectangular para una mayor área de trabajo.
- Diseño innovador con manejo ergonómico.
- Asas laterales y autoclavables.
- Protector frontal removible para protección del sistema óptico.
- Sistema óptico con 5 LEDs: 3 LEDs blancos + 2 LEDs amarillos
- Cuatro intensidades de luz - Luz Blanca: 15,000, 25,000 y 35,000 LUX y Luz Amarilla: 6,500 LUX
- Permite la utilización de la luz amarilla durante procedimientos clínicos con materiales fotoactivados, aumentando el tiempo de manipulación al inhibir la polimerización temprana de resinas compuestas y otros materiales fotoactivados.



Micromotor Eléctrico

- Transmisión de Velocidad: 1:1
- Velocidad Máxima: 40,000 rpm
- Torque Máximo: 3.5 N.cm
- Sistema de Irrigación Interno
- Sistema de Iluminación LED+
- Tipo de Conexión: ISO 3964 Acoplamiento Corto (INTRA)
- Peso: 57 gramos

(solo en las versiones Versa 2 y Versa 2H)



Soporte para piernas plegable



Sistema de masaje

COMPARE LAS VERSIONES



	VERSA 1	VERSA 1H	VERSA 2	VERSA 2H
Sillón	Reposacabezas neumático Brazo de apoyo plegable Sistema de masaje Column Lift Soporte para piernas plegable	Reposacabezas neumático Brazo de apoyo plegable Sistema de masaje Column Lift Soporte para piernas plegable	Reposacabezas neumático Brazo de apoyo plegable Sistema de masaje Column Lift Soporte para piernas plegable	Reposacabezas neumático Brazo de apoyo plegable Sistema de masaje Column Lift Soporte para piernas plegable
Unidad Dental	Air	Hasteflex	Air	Hasteflex
Accesorios de la Unidad Dental	Bandeja Doble Control PAD Negatoscopio Sistema Flush Manómetro	Bandeja Inferior Control PAD Negatoscopio Sistema Flush Manómetro	Bandeja Doble Control PAD Negatoscopio Sistema Flush Manómetro	Bandeja Inferior Control PAD Negatoscopio Sistema Flush Manómetro
Terminales de la Unidad Dental	Jeringa Triple 2 Terminales para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación	Jeringa Triple 2 Terminales para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación	Jeringa Triple 1 Terminal para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación Ultrasonido Chorro de Bicarbonato Micromotor Electrico	Jeringa Triple 1 Terminal para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación Ultrasonido Chorro de Bicarbonato Micromotor Electrico
Accesorios de la Unidad de Agua	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad Válvula Selectora Válvula Maestra	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad Válvula Selectora Válvula Maestra	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad Válvula Selectora Válvula Maestra	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad Válvula Selectora Válvula Maestra
Terminales de la Unidad de Agua	Aspirador Vac Plus Aspirador Bomba de Vacío Jeringa Triple	Aspirador Vac Plus Aspirador Bomba de Vacío Jeringa Triple	Aspirador Vac Plus Aspirador Bomba de Vacío Jeringa Triple	Aspirador Vac Plus Aspirador Bomba de Vacío Jeringa Triple
Reflector	Sirius 3x2 LEDs	Sirius 3x2 LEDs	Sirius 3x2 LEDs	Sirius 3x2 LEDs

COLORES DABI

Tapizados que inspiran su rutina de trabajo.

PVC o Viscoelástico



Cuero



SOLICITE PRESUPUESTO



Fotos ilustrativas. Los colores pueden haber sufrido alteraciones en la reproducción gráfica. Dabi Atlante se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y especificaciones técnicas de los productos, previa autorización de la ANVISA, para continuar con su perfeccionamiento.
Los consultorios dentales Versa 1, Versa 1H, Versa 2 y Versa 2H están compuestos por:
Sillón New Versa - Anvisa: 100690210062 | Unidad Dental Syncrus G8 FE; Syncrus G8 HE - Anvisa: 100690210075
Unidad de agua Syncrus G3 - Anvisa: 100690210063 | Reflector Sirius G8 Sensor 5 (3x2) Leds - Anvisa: 100690210069
51000000175: Versión - Abr/2024.