

Conheça a Linha de CONSULTÓRIOS 2024

LINHA CROMA

ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO

REFLETOR SIRIUS 3LEDS (CROMA 4)

JOYSTICK MULTIFUNCIONAL

CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA

BRAÇO DO EQUIPO ARTICULÁVEL E
COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO OU MECÂNICO

ATÉ 5 TERMINAIS NO EQUIPO, DE ACORDO
COM A VERSÃO



CADEIRA

- Articulação Central Única.
- Braço de apoio para o paciente rebatível 90°.
- Encosto de cabeça biarticulado.
- Pedal com acionamento do refletor, movimentação do encosto e assento, volta a zero e posições de trabalho programáveis pelo profissional.
- Caixa de ligação integrada.
- Ambidestra.

EQUIPO

- Braço com trava pneumática (somente nas versões Croma 2 e Croma 4).
- Até 5 terminais no equipo, de acordo com a versão
- Tampo de inox removível
- Controle PAD: (somente na versão Croma 4). Acionando todos os comandos da cadeira, equipo, unidade de água e refletor:
 - Subida e descida do assento da cadeira
 - Subida e descida do encosto da cadeira
 - Posição de volta à zero
 - Programação de trabalho
 - Acendimento do refletor

UNIDADE DE ÁGUA

- Cuba em porcelana, profunda, removível e com ralo para retenções de sólidos.
- Unidade de água rebatível.
- Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água.
- Sugador Venturi e BV

REFLETOR

Sírius 3 Leds

- Tecnologia de iluminação LED:
- Sensor de proximidade
- Fonte de luz fria, sem geração de calor.
- Spot retangular para uma maior área de trabalho.
- Design inovador
- Alças laterais e autoclaváveis.
- Protetor frontal removível para proteção do sistema óptico.

(somente na versão Croma 4).

Persus LED

- Monofocal
- Espelho multifacetado

ITENS DE SÉRIE



Refletor Persus LED

- Monofocal para uso odontológico com sistema óptico de 1 LED
- Espelho multifacetado com tratamento multicoating
- Dupla proteção do espelho, em material resistente e transparente
- Alças bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada
- Cabeça em material resistente, giratória 620°

Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX

Refletor Sirius 3 Leds

- Tecnologia de iluminação LED: eficiente em termos energéticos e duradouro.
- Sensor de proximidade para acionamento e controle de intensidade luminosa.
- Fonte de luz fria, sem geração de calor.
- Spot retangular para uma maior área de trabalho.
- Design inovador com manuseio ergonômico.
- Alças laterais e autoclaváveis.
- Protetor frontal removível para proteção do sistema óptico. (somente na versão Cromo 4)

- Sensor 3 LEDs
- Sistema óptico com 3 LEDs
- Três intensidades: 10.000, 20.000 e 30.000 LUX



2 Terminais

- 1 Terminal de Alta Rotação
- 1 Terminal de Baixa Rotação




Controle pad

(somente na versão roma 4)



Encosto de Cabeça Biarticulado

COMPARE AS VERSÕES




	CROMA 1	CROMA 1C	CROMA 2	CROMA 4
Cadeira	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível
Equipo	Mecânico	Cart	Air	Air
Acessórios Equipo	Tampo de inox	Tampo de inox	Tampo de inox	Tampo de inox Controle PAD
Terminais Equipo	Seringa Tríplice 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Tríplice 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Tríplice 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Tríplice 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação Ultrassom Jato de Bicarbonato
Acessórios Unidade de Água	Bacia removível em porcelana	Bacia removível em porcelana	Bacia removível em porcelana Porta Copo Sensor de Proximidade	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade
Terminais Unidade de Água	Sugador Venturi Sugador BV	Sugador Venturi Sugador BV	Sugador Venturi Sugador BV	Sugador Venturi Sugador BV
Refletor	Persus LED	Persus LED	Persus LED	Sirius 3 LED's

CORES DABI

Estofamentos que inspiram a sua rotina de trabalho

PVC ou Viscoelástico



Couro



SOLICITE ORÇAMENTO



Fotos Ilustrativas. As cores podem ter sofrido alterações na reprodução gráfica. A Dabi Atlante reserva-se ao direito de realizar alterações no design e especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento do mesmo. CONFIGURAÇÃO CADEIRA D1: ANVISA 10069210062. UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS G2: ANVISA 10069210063. EQUIPO: SYNCRUS G2: ANVISA 10069210075. REFLETOR Persus L; Persus LED; Sirius G8 Sensor 3 Leds; Sirius G8 Sensor 5 Leds; Sirius G8 Sensor 5 (3X2) Leds: ANVISA 10069210069. 51000000164: Versão - Nov/2022.