

# Conheça a Linha de CONSULTÓRIOS 2024

## LINHA PERSONAL

ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO

BRAÇO DA CADEIRA REBATÍVEL

PEDAL JOYSTICK MULTIFUNCIONAL

BRAÇO DO EQUIPO COM TRAVA PNEUMÁTICA

UNIDADE DE ÁGUA COM SENSOR DE PROXIMIDADE E PORTA COPO

REFLETOR SIRIUS 3 LEDS DE SÉRIE

HASTES RETRÁTEIS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO (PERSONAL 2H)



### CADEIRA

- Braço de apoio para o paciente rebatível 90°.
- Encosto de cabeça anatômico e biarticulado.
- Pedal joystick com posição volta a zero; 3 posições de trabalho; posição de cuspir, acionamento do refletor e bloqueio de movimentos.
- Ambidestro

### EQUIPO

- Braço com trava pneumática.
- Até 5 terminais, de acordo com a versão.
- Hastes retráteis com sistema de travamento (personal 2H).
- Tampo de inox removível (Versão Air).
- Controme PAD: acionando todos os comandos da cadeira, equipo, unidade de água e refletor:
  - Subida e descida do assento da cadeira
  - Subida e descida do encosto da cadeira
  - Posição de volta à zero
  - Programação de trabalho
  - Acendimento do refletor

### UNIDADE DE ÁGUA

- Filtro de detritos localizado na base da cadeira.
- Unidade de água rebatível em 90°.
- Acionamento elétrico da água da cuba.
- Terminal Sugador Venturi e BV.
- Sensor de Proximidade.
- Porta Copo.
- Braço Alcance com PAD (exceto Personal 1)

### REFLETOR SIRIUS 3 LEDS

- Tecnologia de iluminação LED:
- Sensor de proximidade
- Fonte de luz fria, sem geração de calor.
- Spot retangular para uma maior área de trabalho.
- Design inovador
- Alças laterais e autoclaváveis.
- Protetor frontal removível para proteção do sistema óptico.

# ITENS DE SÉRIE

## Refletor Sirius 3 LEDs

- Tecnologia de iluminação LED: eficiente em termos energéticos e duradouro.
- Sensor de proximidade para ativação e luz controle de intensidade.
- Fonte de luz fria, sem geração de calor.
- Spot retangular para uma maior área de trabalho.
- Design inovador com manuseio ergonômico.
- Alças laterais e autoclaváveis.
- Protetor frontal removível para proteção do sistema óptico.

- Sensor 3 LEDs
- Sistema óptico com 3 LEDs
- Três intensidades: 10.000, 20.000 e 30.000 LUX



**Braço Alcance com PAD**  
(exceto Personal 1)

**Porta Copos**  
Com sensor de proximidade



**Controle pad com negatoscópio**



## COMPARE AS VERSÕES



	PERSONAL 1	PERSONAL 2	PERSONAL 2H	PERSONAL 3
<b>Cadeira</b>	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível
<b>Equipo</b>	Air	Air	Hasteflex	Air
<b>Acessórios Equipo</b>	Tampo de inox Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush	Tampo de inox Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush	Bandeja Inferior Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush	Tampo de inox Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush
<b>Terminais Equipo</b>	Seringa Triplíce 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Triplíce 2 Terminais de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Triplíce 2 Terminais de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Triplíce 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação Ultrassom Jato de Bicarbonato
<b>Acessórios Unidade de Água</b>	Bacia removível em porcelana Porta Copo Sensor de Proximidade	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade
<b>Terminais Unidade de Água</b>	Sugador Venturi Sugador BV	Sugador Venturi Sugador BV	Sugador Venturi Sugador BV	Sugador Venturi Sugador BV
<b>Refletor</b>	Sirius 3 LED's	Sirius 3 LED's	Sirius 3 LED's	Sirius 3 LED's

## CORES

### DABI

Estofamentos que inspiram a sua rotina de trabalho

#### PVC ou Viscoelástico



#### Couro



SOLICITE ORÇAMENTO



Fotos Ilustrativas. As cores podem ter sofrido alterações na reprodução gráfica. A Dabi Atlante reserva-se ao direito de realizar alterações no design e especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento do mesmo. CONFIGURAÇÃO CADEIRA NEW CROMA T5: ANVISA 10069210062. UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS G2: ANVISA 10069210063. EQUIPO SYNCRUS G3 E SYNCRUS G3 H: ANVISA 10069210075. REFLETOR Persus L; Persus LED; Sirius G8 Sensor 3 Leds; Sirius G8 Sensor 5 Leds; Sirius G8 Sensor 5 (3X2) Leds: ANVISA 10069210069. 51000000167: Versão - Nov/2022.