

Conheça a Linha de Consultórios 2024

LINHA VERSA

SISTEMA DE MASSAGEM

COLUMN LIFT E APOIO DE PERNAS DOBRÁVEL

POSIÇÃO DE TRENDELENBURG

PEDAL MÓVEL COM
FUNÇÃO CHIP BLOWER

SISTEMA FLUSH

REFLETOR 5 LEDS COM
SENSOR DE PROXIMIDADE

HASTES RETRÁTEIS COM SISTEMA
DE TRAVAMENTO (VERSA 1H E VERSA 2H)



CADEIRA

- Sistema de massagem.
- Column Lift e apoio de pernas dobrável.
- Posição de Trendelenburg.
- Braço de apoio rebatível.
- Encosto de cabeça biarticulado
- Pedal de comando com função chip blower, multifuncional acionando cadeira, unidade auxiliar, equipo e refletor.

EQUIPO

- Braço com trava pneumática
- Até 6 terminais no equipo, de acordo com a versão
- Bandeja dupla (versa 1, versa 2)
- Controle PAD com negatoscópio: acionando todos os comandos da cadeira, equipo, unidade de água e refletor:
 - Subida e descida do assento da cadeira
 - Subida e descida do encosto da cadeira
 - Bloqueio de movimentos
 - Posição de volta à zero
 - Acionamento da água da cuba e do porta-copo
 - Posição de cuspir e retorno à última posição
 - Programação de trabalho
 - Acendimento do refletor

UNIDADE DE ÁGUA

- Braço Alcance com PAD
- Fácil acesso aos filtros de detritos.
- Acionamento elétrico da água da cuba e do porta copo com temporizador.
- Braço alcance com PAD.
- Terminal Sugador BV e Vac Plus.
- Sensor de Proximidade.
- Porta Copo.

REFLETOR 5 LEDS

- Menor consumo de energia e maior durabilidade.
- Sensor de proximidade.
- Seleção da intensidade luminosa de 25.000 a 45.000 LUX.
- Puxadores: Removíveis e autoclaváveis.
- Protetor Frontal: Removível and autoclavable.
- Front Protector: Removable.

ITENS DE SÉRIE

Refletor Sirius 3x2 LEDs

- Tecnologia de iluminação LED: eficiente em termos energéticos e duradouro.
- Sensor de proximidade para acionamento e controle de intensidade luminosa.
- Fonte de luz fria, sem geração de calor.
- Spot retangular para uma maior área de trabalho.
- Design inovador com manuseio ergonômico.
- Alças laterais e autoclaváveis.
- Protetor frontal removível para proteção do sistema óptico.

- Sistema óptico com 5 LEDs: 3 LEDs brancos + 2 LEDs amarelos
- Quatro intensidades de luz - Luz Branca: 15.000, 25.000 e 35.000 LUX e Luz Amarela: 6.500 LUX
- Permite a utilização da luz amarela durante procedimentos clínicos com materiais fotoativados, aumentando seu tempo de manuseio ao inibir a polimerização precoce de resinas compostas e outros materiais fotoativados.



Micromotor Elétrico

- Transmissão de Velocidade: 1:1
- Velocidade Máxima: 40.000 rpm
- Torque Máximo: 3,5 N.cm
- Sistema de Irrigação: Interno
- Sistema de Iluminação: LED+
- Tipo de Conexão: ISO 3964 Acoplamento Curto (INTRA)
- Peso: 57 gramas

(somente nas versões Versa 2 e Versa 2H)



Apoio de pernas Dobrável



Sistema de massagem

COMPARE AS VERSÕES



| | VERSA 1 | VERSA 1H | VERSA 2 | VERSA 2H |
|------------------------------------|--|--|--|--|
| Dental Chair | Encosto de cabeça pneumático Braço rebatível Massageador Column Lift Apoio de pernas dobrável | Encosto de cabeça pneumático Braço rebatível Massageador Column Lift Apoio de pernas dobrável | Encosto de cabeça pneumático Braço rebatível Massageador Column Lift Apoio de pernas dobrável | Encosto de cabeça pneumático Braço rebatível Massageador Column Lift Apoio de pernas dobrável |
| Delivery Unit | Air | Hasteflex | Air | Hasteflex |
| Delivery Unit's Accessories | Bandeja Dupla Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush Manômetro | Bandeja Inferior Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush Manômetro | Bandeja Dupla Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush Manômetro | Bandeja Inferior Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush Manômetro |
| Delivery Unit's Terminals | Seringa Tríplice 2 Terminais de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação | Seringa Tríplice 2 Terminais de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação | Seringa Tríplice 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação Ultrassom Jato de Bicarbonato Micromotor Elétrico | Seringa Tríplice 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação Ultrassom Jato de Bicarbonato Micromotor Elétrico |
| Water Unit's Accessories | Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade Válvula Seletora Válvula Master | Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade Válvula Seletora Válvula Master | Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade Válvula Seletora Válvula Master | Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade Válvula Seletora Válvula Master |
| Water Unit's Terminals | Sugador Vac Plus Sugador BV Seringa Tríplice | Sugador Vac Plus Sugador BV Seringa Tríplice | Sugador Vac Plus Sugador BV Seringa Tríplice | Sugador Vac Plus Sugador BV Seringa Tríplice |
| Dental Light | Sirius 3x2 LED's | Sirius G8 3x2 LEDs | Sirius G8 3x2 LEDs | Sirius G8 3x2 LEDs |

CORES DABI

Estofamentos que inspiram a sua rotina de trabalho



SOLICITE ORÇAMENTO



Fotos Ilustrativas. As cores podem ter sofrido alterações na reprodução gráfica. A Dabi Atlante reserva-se ao direito de realizar alterações no design e especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento do mesmo. CONFIGURAÇÃO CADEIRA NEW VERSA: ANVISA 10069210062. UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS G3: ANVISA 10069210063. EQUIPO SYNCRUS G8 FE e SYNCRUS G8 HE: ANVISA 10069210075. REFLETOR Sirius G8 Sensor 5 Leds; Sirius G8 Sensor 5 (3X2) Leds: ANVISA 10069210069. 51000000173: Versão - Nov/2022.